



AETERDERM®
PURI LIPS
Hydro Lip Booster with B12

&

AETERDERM®
PURI LIPS BALM



AETERDERM®

PURI LIPS

*Luminosità naturale
per labbra più vitali
con complesso
vitaminico*



IDRATAZIONE INTENSA

per le labbra secche e screpolate

HLD™ Tecnologia (Tecnologia ad alta e bassa densità molecolare)

**HA a doppio
peso molecolare
per maggiore densità**

HA a basso peso
molecolare



HA ad alto peso
molecolare



Idratazione profonda e duratura



Azione antinfiammatoria e antiossidante



Prolunga gli effetti dei trattamenti a base
di acido ialuronico

Idratazione HA a doppio peso
effetto dall'interno



Glow naturale
Arricchito con vitamina B12



Compatibile con tutti i filler per labbra

Per un effetto volumizzante e risultati più duraturi




AETERDERM®

PURI LIPS

è stato sviluppato per


Potenziare e prolungare gli effetti dei trattamenti filler labbra.

Grazie alla capacità del **Mannitolo** di ridurre la degradazione dell'acido ialuronico (HA)








Booster labbra semi-permanente Scarlet

Prima



Dopo



References) J Dermatol Treat 2023;a33



AETERDERM®

PURI LIPS È perfetto in ogni momento

Per labbra idratate e dall'aspetto Naturalmente luminoso

Tuttavia,

se hai effettuato un trattamento filler labbra,

e desideri ottimizzare i risultati con PURI LIPS come trattamento post -procedura, si consiglia di effettuarlo tra

Da 4 a 6 settimane successive il filler

per risultati ottimali.

Trattamento filler
labbra

2 settimane

4 settimane

6 settimane

Riduzione progressiva di
gonfiore ed ecchimosi

Stabilizzazione dell'acido
ialuronico nei tessuti

Periodo ideale per il
trattamento **PURI LIPS**

La maggior parte dei filler a base di acido ialuronico si stabilizza entro 2-4 settimane dal trattamento. Durante questo periodo, gonfiore ed ecchimosi tendono a ridursi progressivamente e il filler si integra nei tessuti.

L'utilizzo di un lip booster dopo questa fase consente di massimizzare la sinergia con il filler, migliorando i risultati complessivi.

Trattamenti complementari

- **Dispositivi RF e laser (Secret RF, Potenza ecc.)**
Favoriscono la rigenerazione del collagene e potenziano l'effetto sinergico con PURI LIPS.
- **Dispositivi di recupero non invasivo (Cryocell, LDM, LED ecc.)**
Supportano il recupero post-trattamento, migliorando i risultati complessivi in combinazione con PURI LIPS.



- **Ago consigliato**
30-32 Gauge
- **Composizione**
Acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare
Mannitolo
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
- **Formato**
1.1 mL x 1 Siringa

AETERDERM®

PURILIPS BALM





Volufiline™ 5% effetto rimpolpante visibile

Arrichito con un'elevata concentrazione di Volufiline™,
AETERDERM®
PURI LIPS BALM Aumenta il volume delle labbra donando un
effetto naturalmente sano e luminoso.



Texture setosa e leggera

La formula ultra-scorrevole si applica con facilità,
senza lasciare residui appiccicosi né patina bianca.
Le labbra restano morbide, elastiche e
confortevoli per tutto il giorno.




Idratazione e protezione

L'idratazione prolungata aiuta a proteggere e ripristinare le
labbra secche e screpolate, migliorando la texture e
potenziando i risultati del trattamento


Prolunga l'effetto del lip booster con

AETERDERM®

PURI LIPS BALM



- Idratazione**
comfort prolungato
- Colore**
Effetto colore naturale
- Volume**
Effetto rimpolpante con 5% di Volufiline™



Sarsasapogenin

- Attiva la proliferazione delle cellule adipose
- Stimola l'assorbimento lipidico attivando il metabolismo glucosio/fruttosio



Poliisobutene idrogenato

Apporto lipidico


Con tre funzioni principali, questa formula balsamo labbra combina **trattamento post-booster e cura quotidiana delle labbra** in un unico prodotto.



Formula labbra 3 in 1

- Idratante**
 - Burro di karité
 - Diisostearil malato
- Lenitivo**
 - Eclipta Prostrata
 - Foglia di Melia azadirachta
- Protettivo**
 - Tocoferolo
 - Poliisobutene
 - Polidecene idrogenato


• Studio clinico



• Prima e dopo



• Modalità d'uso



Utilizzare il pennellino labbra incluso nella confezione, applicando una quantità adeguata e distribuendo delicatamente sulle labbra.



Dopo il trattamento PURI LIPS

Applicare una quantità generosa dopo il trattamento booster PURI LIPS per massimizzare volume e durata del colore.



Come tocco finale per il make-up

Applicare sopra rossetto o tinta per labbra per aumentare la luminosità e ottenere un effetto più voluminoso e idratato.



Trattamento notturno

Applicare uno strato abbondante prima di dormire per labbra più morbide e levigate al risveglio.



AETERDERM®
AETERDERM®

PURILIPS

AETERDERM®

PURI LIPS

Hydro Lip Booster with B12

[**Composizione**]

Hyaluronic Acid	22mg/mL
Mannitol	q.s.
Cyanocobalamin	q.s.

[**Confezionamento**]

1.1mL X 1 siringa / Confezione

[**Conservazione**]

Conservare a temperatura ambiente (1~30°C).
Proteggere dalla luce solare. Non congelare.

AETERDERM®

PURI LIPS BALM

[**Composizione**]

Volufiline™	5%
-------------	----

[**Confezionamento**]

8.5g x 1 contenitore
1 applicatore in silicone incluso

