



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating





AETERDERM®

PURIPDRN

AETERDERM®

PURIPDRM





Booster intensivo



Idratazione profonda



Riequilibrio cutaneo

Stimola la sintesi proteica



Niacinamide



PDRN

Polidesossiribo
nucleotide



HA


Acido ialuronico

Giovane e Rivitalizzata

Struttura cutanea

Il **PDRN purificato** agisce come fonte di nucleotidi, favorendo i processi di rigenerazione cutanea.

Componente essenziale degli acidi nucleici, contribuisce al ripristino di collagene, elastina e della attività cellulare.




Una carenza di acidi nucleici può compromettere la capacità rigenerativa delle cellule, favorendo il progressivo invecchiamento cutaneo.

Idratata e levigata

Texture cutanea

L' **Acido ialuronico** in PURI PDRN è in grado di attrarre e trattenere acqua fino a 1000 volte il proprio peso. Contribuisce a mantenere un'idratazione ottimale della pelle, supportando la funzionalità cellulare e migliorando visibilmente la qualità cutanea.




Uniforme e luminoso

Tono cutaneo

La **Niacinamide** contenuta in PURI PDRN contribuisce a ridurre l'iperpigmentazione, favorendo un incarnato più luminoso e uniforme.

Supporta inoltre la funzionalità cutanea complessiva, potenziando i processi di riparazione della pelle associati al **PDRN purificato**.



Risultati clinici

Dati clinici raccontati nell’arco di 4 mesi, con 4 sedute di trattamento a intervallo di 2 settimane e un follow-up di 8 settimane.

Densità cutanea




Incremento medio del
41.85%




Incremento medio del
64.85%

Miglioramento della densità cutanea (SD)




Valutazione mediante Tomografia a Coerenza Ottica (OCT)


Prima



Dopo 2 sedute



Dopo 4 sedute e 8 settimane



Le scansioni sono state effettuate al di sotto dello zigomo lungo la linea columellare; la posizione esatta può variare leggermente per la sensibilità micrometrica.

Riduzione rughe




Riduzione media del
↓ **26.96%**




Riduzione media del
↓ **34.85%**

Riduzione della profondità verticale delle rughe (µg)




Analisi 3D del profilo e della profondità cutanea mediante PRIMOS 3D


Prima




Dopo 17 settimane



Prima



Dopo 16 settimane



La profondità delle rughe è stata utilizzata come indicatore principale, in quanto le rughe più profonde tendono a essere più estese.

Lifting cutaneo




Incremento medio di
↑ **2.75mm**




Incremento medio di
↑ **3.11mm**

Altezza del lifting cutaneo (mm)




Analisi 3D del profilo e della profondità cutanea
mediante PRIMOS 3D

Prima



Dopo 16settimane



I dati rappresentano variazioni quantificate dei contorni cutanei e facciali, misurate sulla base della distanza lineare minima mediante modelli 3D acquisiti con il sistema PRIMOS 3D.

Deposizione melanina




Riduzione media del
↓ **18.40%**




Riduzione media del
↓ **18.15%**

Concentrazione di melanina nell'epidermide (µg/mg)




Quantificazione della concentrazione di melanina nei tessuti
mediante HPLC Aumento

Luminosità cutanea



Aumento medio della luminosità del
↑ **5.97%**



Aumento medio della luminosità del
↑ **6.88%**

Prima



L* 63.42
misurato mediante colorimetro CR-400

Dopo 16 settimane



L* 66.64
misurato mediante colorimetro CR-400

La profondità delle rughe è stata utilizzata come indicatore principale,
poiché le rughe più profonde tendono a essere più estese.

Riduzione dei pori




Riduzione media del
↓ **25.73%**



Riduzione media del
↓ **27.31%**

Riduzione del diametro dei pori (µg)



Analisi dei pori mediante sistema VISIA



Prima





Dopo 16 settimane



Prima



Dopo 16 settimane




Protocollo di trattamento e linee guida

Protocollo Principale



Aree di Trattamento



● Viso completo

Applicabile allo strato dermico delle aree che richiedono un miglioramento, inclusi fronte, regione perioculare, guance, zigomi, solchi nasolabiali, area periorale e mento.

※ Il sito e la profondità di iniezione possono variare in base alla valutazione clinica del medico.

Tecnica e Strumenti di Trattamento

● Sistema multiago (Meso Gun)

Utilizzare punte multiago da 5 o 9 aghi di calibro 31~33G.

● Tecniche manuali (Nappage)

Utilizzare aghi singoli di calibro 30~34G.

Protocollo Complementare

Dopo il protocollo principale, si raccomanda un trattamento aggiuntivo dopo un intervallo di 3–6 mesi.

4 sedute a intervalli di 2–3 settimane

- **L'intervallo e la frequenza possono essere adattati in base a**
 - ✓ Elasticità della pelle
 - ✓ Grado delle rughe
 - ✓ Secchezza cutanea
 - ✓ Imperfezioni o sensibilità della pelle
 - ✓ Velocità di recupero

Opzioni di Trattamento Complementare

- **MTS (Microneedling)**

Migliora la veicolazione dei principi attivi e supporta la sintesi e la rigenerazione del collagene.
- **Combinazione con dispositivi a energia**

Promuove la rigenerazione del collagene e potenzia l'effetto sinergico del trattamento PURI PDRN.

 - RF Microneedling (Secret RF, Potenza, Sylfirm X, ecc.)
 - Laser frazionato (CO₂ / Er:YAG, ecc.)
- **Dispositivi di recupero non invasivi (Cryocell, LDM, LED, ecc.)**

Favoriscono il sollievo e il recupero post-trattamento, migliorando i risultati complessivi quando utilizzati in combinazione con PURI PDRN.

AETERDERM®

PURI PDRN



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating

[COMPOSIZIONE]

Hyaluronic Acid	25 mg
Polydeoxyribonucleotide	5 mg
Niacinamide	5 mg

[CONFEZIONAMENTO]

2.5 mL X 5 Syringes / Box

