

AETERDERM®

AETERDERM®

PURI HEAL

Healing in Synergy with Your Skin

GLOW
LUCENT
REVITAL NAD+



AETERDERM®

PURRI HEAL


AETERDERM®

PURI HEAL GLOW

Розовый бустер с интенсивным питанием для Сияющей кожи

PURI HEAL GLOW был разработан на основе глубокого понимания клеточной физиологии кожных тканей и сформулирован таким образом, чтобы обеспечивать доставку всех необходимых питательных веществ и поддерживающих факторов, требуемых для регенерации тканей.

15 функциональных пептидов способствуют комплексному улучшению состояния тканей, помогая формировать оптимальную среду для эффективных процессов регенерации.



ПДРН

Биоматериал для регенерации на основе ДНК



Комплекс из 19 аминокислот

Необходимые структурные компоненты для регенерации



ГК

Создаёт оптимальную увлажнённую среду для клеточной активности



Комплекс из 15 пептидов

Функциональные пептиды для успокоения и восстановления баланса кожи



Гидролизованный коллаген


Гидролизованный коллаген, идентичный коже



Комплекс из 8 витаминов

Улучшение состояния кожи и поддержка синтеза коллагена и эластина

Преимущества



Почему PURI HEAL GLOW ?

Регенерация тканей невозможна при дефиците даже одного жизненно важного питательного компонента.

На основе углублённых исследований механизмов кондиционирования, регенерации, поддержания и защиты была сформирована концепция:

«Доставка всех необходимых тканям питательных веществ без исключения»

Данный принцип отражает фундаментальную философию регенерации тканей и является ключевой ценностью, лежащей в основе PURI HEAL GLOW



Насколько эффективен PURI HEAL GLOW?

■ Увеличение толщины и плотности дермы



Через 30 дней (после второй процедуры) были зафиксированы измеримые увеличения толщины и плотности дермы. Достигнутые улучшения сохранялись до 120 дней и коррелировали с клинически отмечаемым повышением упругости и эластичности кожи.

■ Четырёхэтапная оценка улучшения состояния кожных тканей

Препарат PURI HEAL GLOW вводился с использованием автоматического инжектора U225 с применением техник point-to-point или parpage. Восстановление структуры кожи, связанное с регенерацией коллагена и эластина, оценивалось путём измерения параметров эпидермиса и дермы по четырём показателям в течение 90-дневного периода наблюдения.



По всем четырём параметрам были зафиксированы статистически значимые улучшения.

AETERDERM®

PURI HEAL LUCENT

Многофункциональный Tone-up бустер для осветления кожи

PURI HEAL LUCENT — это научно разработанный бустер для выравнивания тона кожи, направленный на воздействие на четыре ключевых этапа активности меланина: выработку, транспорт, окисление и депонирование, способствуя достижению чистой и прозрачной кожи.

Формула, основанная на кондиционировании кожи и создании регенеративной среды, системно выстроена за счёт сочетания ингредиентов полного спектра защиты от меланина в структурированной и сбалансированной композиции.



4 ингредиента для выравнивания тона кожи



Комплекс из 18 аминокислот

Необходимые строительные блоки для регенерации кожных тканей



Комплекс из 9 витаминов

Витаминный комплекс, поддерживающий осветление кожи

Преимущества



Почему PURI HEAL LUCENT ?

Осветление кожи при несбалансированной формуле часто приводит к раздражению. Если формула направлена исключительно на «отбеливание», кожа, испытывающая стресс от раздражения, со временем может реагировать защитно, вырабатывая ещё больше меланина.

PURI HEAL LUCENT создан с использованием факторов кондиционирования и регенерации, которые помогают защитить кожу от потенциальных побочных эффектов осветляющих ингредиентов.

"Сбалансированное соотношение 1:1 — осветление без компромиссов"

Эта точно подобранная формула с соотношением 1:1 обеспечивает высокий уровень полноты и стабильности состава.

Полноспектральная защита от меланина

Ингибирование меланогенеза

Tranexamic Acid Ascorbic Acid Niacinamide Glutathione

Блокирование переноса меланина

Niacinamide Tranexamic Acid

Антиоксидантная защита меланина

Backhousia Citriodora Tocopherol Beta-Carotene Glutathione Equisetum Arvense

Выведение меланина за счёт обновления кожи

Регенерация Эпидермиса

Panthenol

Активатор клеточного метаболизма

Thiamine Riboflavin Pyridoxine Biotin Folic Acid

18 Amino-acids

Кондиционирование кожи для контроля меланина

Увлажнение

Hyaluronic Acid
Glycerin
Sorbitol
Betaine

Защита



Hydroxypropyl Cyclodextrin
Lecithin
Polyglyceryl-10 Stearate
Maltodextrin

Успокаивающее действие

Inositol
Caprylyl Glycol
Panthenol
Raffinose

Насколько эффективен PURI HEAL LUCENT?


■ Снижение плотности меланина



После мезотерапевтического введения PURI HEAL LUCENT у пациентов в возрасте 30–39 и 40–49 лет через 16 недель было зафиксировано измеримое снижение уровня меланина в эпидермисе, что было подтверждено окрашиванием эпидермальных и дермальных тканей по Фонтана–Массону.

В обеих возрастных группах наблюдалось среднее снижение плотности меланина на 22–23 %, что указывает на вклад PURI HEAL LUCENT в видимое осветление кожи на уровне эпидермиса.

■ Измерение улучшения яркости кожи



Яркость кожи (показатель L) измерялась с помощью колориметра, что позволило количественно оценить увеличение видимой яркости кожи после применения PURI HEAL LUCENT.

AETERDERM®

PURI HEAL REVITAL NAD+

Раствор для стимуляции клеточного метаболизма и ревитализации

Являясь ключевым фактором современной науки о клеточной энергии, NAD⁺ и NMN образуют мощную anti-age формулу, направленную на защиту от фундаментальных механизмов клеточного старения.



- 

NAD⁺
Необходимый фактор для выработки клеточной энергии
- 

Трегалоза
Увлажняющий компонент нового поколения
- 


NMN
Ключевой предшественник, участвующий в биосинтезе NAD⁺
- 

ПДРН
Регенеративный биоматериал на основе ДНК
- 

Янтарная кислота
Поддерживает клеточный энергетический обмен и восстановление
- 

Комплекс из 18 пептидов
Функциональные пептиды для успокоения и баланса кожи

Преимущества



Почему PURI HEAL REVITAL NAD⁺ ?

PURI HEAL REVITAL NAD⁺ фундаментально стимулирует митохондриальный метаболизм для выработки клеточной энергии, сосредотачиваясь на активации ключевых механизмов регенерации тканей, управляемых DNA/RNA, как решение с долгосрочным эффектом.

Улучшая базовые механизмы клеточной активности, он способен не только усиливать эффективность PURI HEAL GLOW и PURI HEAL LUCENT, но и усиливать механизмы действия всех других типов бустеров для кожи — выступая как настоящий

«Бустер для всех бустеров кожи»

Стимуляция клеточного энергетического метаболизма



Регенерация ДНК

DNA / RNA Synthesis

DNA Repair

PDRN

Copper
Tripeptide-1



Защита ДНК

Anti Oxidant

Anti Inflammation

Acetyl
Hexapeptide-8

Succinic Acid

Palmitoyl
Pentapeptide-4

Zinc PCA

Glutathione

Resveratrol



Улучшение клеточной
активности

Регулирует
гормональный баланс


«Заморозка» старения

Восстанавливает ДНК

Насколько эффективен PURI HEAL REVITAL NAD+ ?

Замедление прогрессирования клеточного старения

После изоляции клеток кожной ткани они были обработаны препаратом PURI HEAL REVITAL NAD⁺, а старение клеток оценивалось с помощью окрашивания SA-β-Gal, маркера сенесцентных клеток.



У клеток, обработанных PURI HEAL REVITAL NAD⁺, сенесцентные клетки почти не выявлялись при окрашивании SA-β-Gal, что указывает на выраженное снижение прогрессирования клеточного старения.

Оценка восстановления кожной ткани

С помощью трихромного окрашивания по Массону образцы кожной ткани изучались под оптическим микроскопом для оценки степени восстановления тканей после применения PURI HEAL REVITAL NAD⁺.
Более плотная структура тканей и более интенсивное окрашивание указывают на здоровую и более устойчивую кожу.



Кожные ткани, обработанные PURI HEAL REVITAL NAD⁺, продемонстрировали заметное восстановление после повреждений, связанных со старением, в зависимости от дозы препарата.


AETERDERM®

PURI HEAL




ВАРИАНТЫ ПРОТОКОЛА

■ Сингл-курсы с целевым фокусом



■ Синергетические гибридные курсы



■ ПРОТОКОЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КУРСОВ

Для желающих получить быстрый эффект сияния кожи за минимальный период

UP-GLOW
Гибридный курс

Поддерживающий
курс на 3 месяца

LUCENT
Целевой курс

Для тех, кто стремится улучшить тонус и эластичность кожи, утраченные из-за старения

FULL SYNERGY
Курс

Поддерживающий
курс на 6 месяцев

FULL SYNERGY
Курс

Для кожи с пониженной упругостью и тонкой текстурой

PINK NAD+
Курс

Поддерживающий
курс на 5 месяцев

GLOW
Целевой курс

Для долгосрочного поддержания с целью замедления прогрессирования базовых процессов старения

REVITAL NAD+
Целевой курс

Поддерживающий
курс на 4 месяца

PINK NAD+
Гибридный курс

Для максимального усиления эффективности скинбустеров

■ 3D Exosome & NAD+ Комплекс

Инновационный синергетический бустер, разработанный для усиления эффективности линейки PURI HEAL и других скинбустеров. Для получения подробной информации о PURI HEAL 3D EXO+ отсканируйте QR-код



※ Корректируйте интервалы между процедурами в зависимости от уровня воспаления у пациента, чувствительности кожи и скорости восстановления

■ МЕТОД ВВЕДЕНИЯ

Ручные техники *Рекомендуется использовать иглы 32–34G

- Микропапульная техника (Nappage)

Аппаратное введение

- Мезопистолет / инъекторный пистолет
- MTS (микронидлинг)

Комбинация с аппаратными методиками

- RF-микронидлинг (Secret RF, Potenza, Sylfirm X и др.)
- Фракционный лазер (CO2 / Er:YAG и др.) **PURI HEAL REVITAL NAD+**

Послепроцедурный уход и поддержка

- Неинвазивные восстановительные процедуры и аппараты (Cryocell, LDM, LED и др.)

AETERDERM®

PURIFY HEAL



AETERDERM®

PURI HEAL GLOW

Розовый бустер с интенсивным питанием для сияющей кожи

[Состав]

PDRN, гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген, 19 аминокислот, 15 пептидов, 8 витаминов и др ...

[Упаковка]

5,0 мл × 5 флаконов

AETERDERM®

PURI HEAL LUCENT

Многофункциональный бустер для выравнивания тона и осветления кожи

[Состав]

Глутатион, транексамовая кислота, ниацинамид, аскорбиновая кислота, 18 аминокислот, 9 витаминов и др ...

[Упаковка]

5,0 мл × 5 флаконов

AETERDERM®

PURI HEAL REVITAL NAD+

Раствор для стимуляции клеточного метаболизма и ревитализации

[Состав]

NAD⁺, NMN, трегалоза, PDRN, 18 пептидов и др ...

[Упаковка]

5,0 мл × 5 флаконов

